

Protocoles d'acupuncture dans les ECR évaluant l'acupuncture dans les FIV
(essais inclus dans la méta-analyse de [Manheimer](#))

Paulus 2002 Ulm Allemagne ⊗	n=160 Acupuncture (80) Absence de traitement (80)	2 séances	① 25 minutes avant le transfert : 1ère séance (durée : 25 minutes)	(a) 6MC (<i>neiguan</i>), 8Rte (<i>diji</i>), 3F (<i>taichong</i>), 20VG (<i>baihui</i>) 29E (<i>guilai</i>) Aiguille de 0.25 x 25 mm Obtention du <i>deqi</i> Réinduction par rotation à 10 minutes (b) points auriculaires <i>shenmen</i> , utérus, endocrine, subcortex Aiguille 0.25 x 13 mm Puncture simple Deux aiguilles à l'oreille droite et deux à l'oreille gauche
			③ 25 minutes après le transfert : 2ème séance (durée : 25 minutes)	(a) 36E (<i>zusanli</i>), 6Rte (<i>sanyinjiao</i>) 10Rte (<i>xuehai</i>), 4GI (<i>hegu</i>) (b) Inverser les points auriculaires du coté gauche et droit
Paulus 2003 Ulm Allemagne ⊗	N=200 Acupuncture (100) Aiguille placebo (100)	idem	idem	Idem sauf points auriculaires (?)
Dieterle 2006 Dortmund Allemagne ⊗	N=225 Acupuncture (n=116) Fausse acupuncture (n=109).	2 séances	S1: Immédiatement après le transfert	4VC, 6VC, 29E, 6MC, 10Rte, 8Rte 15-30 millimètres <i>deqi</i> Réinduction <i>deqi</i> à 15 minutes. Séance de 30 minutes. Semen <i>vaccariae</i> : <i>shenmen</i> , utérus, endocrine, subcortex En place deux jours. Pression 10 minutes deux fois par jour.
			S2: 3 jours après	4GI, 6Rte, 36E, 3Rn, 3F. Semen <i>vaccariae</i> à l'oreille controlatérale deux jours.
Benson 2006 Morristown, NJ USA ⊗	N=258 Acupuncture (53) Laser acupuncture (53) Sham laser (52) Relaxation (50) Sans traitement (50).	2 séances	Acupuncture 25 minutes avant le transfert et immédiatement après (idem Paulus)	Non disponible

Gera Atelier de lecture critique juin 2008 - 2

Smith 2006 Adelaide Australie ⊗	N=228 Acupuncture (110) Aiguille placebo (118)	3 séances	S1 : J9 de la stimulation S2 : Immédiatement avant le transfert S3 : immédiatement après le transfert	Fonction du diagnostic : selon Paulus et selon syndromes, moins 20VG et 3F Deqi S1 : 6-14 aiguilles S2 : 13 aiguilles S3 : 10 aiguilles
Westergaard 2006 Hellerup Danemark ⊗	n=300 Acupuncture 2 séances (100) Acupuncture 3 séances (100) Absence traitement (100)	2 ou 3 séances	S1-S2 S3 48heures après transfert	Idem Paulus 2002 sauf points auriculaires 20VG, 3VC, 29E, 10Rte, 6Rte, 36E, 4GI.
Domar 2008 Boston, MA USA ⊗	n=150 Acupuncture (79) Absence (67)	2 séances	Idem Paulus 2002	